


PK パピルス®

その一秒を削り出すファーストエイド



シングルStentデザイン



5F 適応




優れた通過性



PK パピルス®

外観像 (3.0mm径)



仕様	Stent
Stentカバー素材	ポリウレタン不織布
Stentストラット厚	ø 2.5 - 3.0 mm: 60 µm (0.0024"); ø 3.5 - 4.0 mm: 80 µm (0.0031")
Stent素材	コバルトクロム合金 (L-605) with proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) coating
最大拡張径	ø 2.5 - 3.0 mm: 3.50 mm; ø 3.5 - 4.0 mm: 4.65 mm
デリバリーシステム	
適合ガイドワイヤー径	0.014"
カテーテル長	140 cm
適合ガイディングカテーテル径	ø 2.5 - 4.0 mm: 5F (min. I.D.* 0.056")
規定圧	ø 2.5 - 3.5 mm: 8 atm
最大拡張圧	ø 2.5 - 4.0 mm: 16 atm

*I.D. = 内径

オーダー情報	Stent ø (mm)	Stent長 (mm)
		15 20
	2.5	369380 369386
	3.0	369381 369387
	3.5	369382 369388

PK Papyrus and proBIO are trademarks or registered trademarks of the BIOTRONIK Group of Companies.

販売名: PK パピルス カバードコロナリースtentシステム
 一般的名称: 冠動脈用ステントグラフト
 承認番号: 30200BZX00072000



販売業者
 朝日インテックJセールス株式会社
 〒108-0075
 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル
 Tel. 03-6433-3100 Fax. 03-5715-4700
 注文受付FAX: 0570-000-675

<http://www.asahi-inteccj.com/>

製造販売業者
 テレフレックスグループ VI Japan株式会社
 〒163-0805 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル5階
 Tel. 03-6632-3611

外国製造業者
 BIOTRONIK AG

© 2020 BIOTRONIK AG – All rights reserved.
 Specifications are subject to modification, revision and improvement.

製品の詳細に関しては、電子化された添付文書をご確認いただくか、弊社営業までお問い合わせください。

SOS

SOSを探してください

Teleflex™
 Empowering the future of healthcare

©BIOTRONIK JAPAN 2011-COL-1