




# Aguru


IVR GUIDE WIRE



YOUR DREAMS. WOVEN TOGETHER.



Structure & Ordering Information						
Catalog No.	Diameter	Coating	Usable Length	Coil Length	Radiopaque Length	Tip Shape
V02-1418S	0.36mm(0.014inch)	Silicone Coating 4cm	180cm	4cm	4cm	Straight
V02-1430S	0.36mm(0.014inch)	Silicone Coating 4cm	300cm	4cm	4cm	Straight



販売名：IVR ガイドワイヤー  
医療機器承認番号：20700BZZ00637000  
特定保険医療材料機能区分：血管造影用ガイドワイヤー 微細血管用

© 2025 ASAHI INTECC CO., LTD.  
「Aguru」はフィルメック株式会社の日本国及びその他の国における商標又は登録商標です。

販売元



朝日インテックJセールス株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル

TEL:03-6433-3100 FAX:03-5715-4700

注文受付FAX:0570-000-675

www.asahi-inteccj.com

製造販売元



フィルメック株式会社

〒489-0071 愛知県瀬戸市暁町3番地99

TEL:0561-48-8601 FAX:0561-48-8607

filmecc.com

  
for Android

  
for iOS

ASAHI product information